



クラブロックス 歯ブラシ

普通の歯ブラシとは違う！ 必読！“クラブロックスの正しい使い方”

理想的な歯みがきのために開発されたクラブロックスのブラシ毛

「CUREN®(クーレン) 繊維」は、一般的な歯ブラシとは使い方が違います。

「CUREN®(クーレン) 繊維」の特長を生かすため、正しい使い方を身に付けましょう！




クラブロックスの歯ブラシに力はいりません。力を入れすぎに注意してご使用ください。

1 PEN GLIP

ペングリップ(鉛筆持ち)で優しく持つ

歯ブラシは、軽くペンを持つように握ってください。ペングリップで持つことで、力を入れすぎにくく、やさしくブラッシングしやすくなります。




八角形のハンドルは、ペングリップで持つことで歯みがきに最適な45°で当たるようにできています。

2 45° DEGREE ANGLE

歯と歯肉に半分ずつ、角度45°で当てる


歯みがきは特に、歯と歯の間、歯と歯肉の間をキレイにするために行います。そのためには、ブラシの半分の歯に、もう半分の歯肉に、45°に当ててみがきましょう！



3 SOFT TOUCH

ブラシは軽く当てる


みがくときは、ブラシの面を歯に軽く当てるイメージです。力をかけすぎると毛先が広がり、歯面に毛先が当たりにくくなる場合があります。



4 ROUND AND ROUND

軽いタッチでくるくる回すようにみがく

実際にみがいてみましょう。コツは、くるくると円を描くようにみがくことです。「CUREN®(クーレン) 繊維」は、歯肉にやさしく当てることを意識してご使用ください。





クラブロックス 歯ブラシ

正しいブラッシングで、 すっきりとしたみがき上がりへ！ 必読！“クラブロックスの正しいみがき方”

正しいブラッシングは、歯面のプラークを落とし、歯と歯肉を清潔に保つために大切です。


みがき方のコツと丁寧にみがく習慣を身に付け、毎日の口腔ケアに役立てましょう。



まずはみがく順番を決めましょう！毎日決まった順番でみがくと、みがき残しを防ぎやすくなります。

例えば、以下の順番でみがいてみましょう。

時間をかけてきちんと全ての歯をみがくことを意識しましょう。



みがき方カンタン動画や
キャップの取り扱い方法・
正しいお手入れ方法の動画はこちら！

curaprox.shop/use/



curaden

better health for you

株式会社クラデンジャパン